

<b>TROG-2</b>  <b>TEST FOR RECEPTION OF GRAMMAR – VERSION 2</b>	Dorothy V.M. Bishop Curatore edizione italiana: Silvana Suraniti, Raffaele Ferri e Vincenzo Neri  (2009)
Un test logopedico per la misura dei contrasti grammaticali	
<b>Descrizione</b>	<p>Il TROG-2 è un test sul linguaggio recettivo che permette di valutare la capacità di comprensione del linguaggio verbale, in particolar modo delle strutture grammaticali. Esso permette di valutare la comprensione dei contrasti grammaticali indicati dai suffissi, dalle parole funzionali e dall'ordine delle parole.</p> <p>Caratteristiche chiave:</p> <p>Vocabolario limitato e semplice di sostantivi, verbi e aggettivi.</p> <p>Non è richiesto alcun linguaggio espressivo.</p> <p>Scarsa influenza dei fattori non linguistici sulla performance (ad esempio, la plausibilità degli eventi raffigurati).</p> <p>Permette di affermare se esiste una difficoltà specifica con le strutture grammaticali o se è presente un problema più generale.</p> <p>È utile per effettuare diverse tipologie di professionisti che si occupano di problemi di linguaggio: logopedisti, psicologi, educatori, insegnanti;</p> <p>confrontare la comprensione grammaticale di una persona rispetto ad un'altra della stessa età;</p> <p>valutare una serie di gruppi clinici, incluse persone con disturbi specifici di linguaggio, disturbi specifici di apprendimento, ipoacusie, ritardo mentale, afasia.</p>
<b>Item e Scale</b>	<p>Il test è composto da 80 item e si articola in diversi subtest riferiti a specifici contrasti grammaticali e composti ciascuno da 4 item. I subtest sono disposti con difficoltà crescente e la prova è interrotta quando si falliscono 5 subtest consecutivi. Il subtest si ritiene superato con successo se tutti gli item sono completati correttamente.</p>
<b>Somministrazione e scoring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualifica richiesta: B1</li> <li>• Tempo di somministrazione: 10'-20' ca</li> <li>• Modo di somministrazione: individuale</li> <li>• Destinatari: dai 4 anni in poi</li> </ul>
<b>Kit del test</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Kit TROG (manuali + libro stimoli)</li> </ul>

	+ 50 moduli di registrazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 Moduli di registrazione</li> <li>• 1 Manuale di istruzioni</li> <li>• 1 Manuale dell'adattamento italiano</li> </ul>
<b>Campione di riferimento</b>	1276 soggetti (51% femmine e 49% maschi), dai 4 agli 87 anni (2007-2008)